



## ○ 平衡稳定 舒适轻松

提供了灵活性和稳定性之间的最佳平衡，以获得最大的舒适性。脚趾极易挠曲，既不是太硬也不是太软，能量回传时不会对活动量较小的截肢者产生过度的压力。用户将享受更自然，更高效的步幅，提高他们的日常活动。

Provides the best balance between flexibility and stability, feel max comfortable. The toe is not too hard or too soft, easy to be bend. It will not project too much pressure to the patient when it delivers the energy back. The users will enjoy more nature and effective gait, enhance their daily life.





## 产品特点/Specifications

- ◆ 是为截肢患者以完成独特的步态而设计，包括糖尿病及血管病截肢患者。
- ◆ 动态脚跟及易于弯曲的脚趾提供了毫不费力的翻转，有助于减少常存在于截肢者身上步态偏差的弊病。
- ◆ 脚板局部分趾设计。
- ◆ 提供了灵活性和稳定性之间的最佳平衡，感觉舒适。
- ◆ 全长碳纤脚板提供了更高的能量储存和回传及稳定的支撑功能。
- ◆ 高额定重量，病人体重限制达147kg。
- ◆ It is engineered to manage the unique gait dynamics including the diabetic & vascular amputee population.
- ◆ Provides effortless turning with dynamic heel and easy bend toes, helps reduce gait deviation which often exist in amputee people.
- ◆ Partial split toe.
- ◆ Provides the best balance between flexibility and stability, feel comfortable.
- ◆ The full length carbon fibre plate provides increased energy storage and return function, and a stable base of support.
- ◆ High User Weight Rating, the weighing up to 147KG.

## 技术规格/Specifications

活动等级/Impact level	体重/Weight
1	45-57kg
2	58-72kg
3	73-92kg
4	93-117kg

## 参数/Clearance & Weight

尺码/Size	有效高度/Clearance	重量/Weight
22-25cm	12.1cm	280g
26-28cm	13.2cm	330g
29-31cm	14.2cm	375g

扫描二维码，获取更多信息



**美国优邦假肢矫形器有限公司**  
USA YOBAND PROSTHETIC & ORTHOPAEDIC CO.,LTD

美国总部地址：美国德拉瓦州多佛市南杜邦公路3500号  
U.S. Headquarters Address: 3500 South DuPont Highway, Dover, Delaware  
Website: www.usa-yoband.com E-mail: usa-yoband@usa-yoband.com  
免费客服电话 (Hot free service phone): 400-820-3346 800-988-1228